

LITEX[®] 686

LED美白光固化機



LITEX[®] 686


- 最新LED美白光固化機，直立流線主機設計，可直接架設於治療台上節省空間。
- 平滑鏡面控制面板，有美白、固化圖示功能鍵以及時間設定鍵，操作便利。
- 可自行設定美白療程，配合"Everbrite[®]威而白雙氧牙齒美白劑"及"美白牙弓"一次完成診間美白。
- Soft-Start 5秒Ramping鍵可有效防止固化時填補材料的收縮。
- 頂級LED光照度高達2,000mW/cm²，3秒鐘可固化樹脂材料達4mm深度。
- LED光源平均壽命高達50,000小時，可節省耗材的費用。
- LED光導管可旋轉360度便於照射口內各種角度。
- 美白牙弓設計針對人體前牙弧度可照射到各種角度。
- 把手設置手指開關環只須手指觸動即可啓動光源。

ISO 13485 **GMP**

DENTAMERICA[®]

LITEX® 686

LED美白光固化機



LED 美白牙弓




LED 光導管



美白專用手推架:

- * 主機可裝置於美白架上，讓醫師操作更便利並節省大量空間。
- * 3段式懸臂及360度旋轉托盤，可任意調整距離及提供最佳空間使用和操作方便性。
- * 360度旋轉底座轉輪-美白架可隨醫師自由移動於各診間，不受空間限制。



3-second cure for 4mm curing depth.



把手線 (手指開關環)



Everbrite® 威而白雙氧牙齒美白劑



護目眼鏡

DENTAMERICA®

亞洲分公司

登特美有限公司

台北市敦化南路二段128號7樓之1

服務專線：(02)27554445 分機 38

傳 真：(02)27554919

網 址：www.dentamerica.com.tw

經銷商

DENTAMERICA®