

# ROTEX<sup>®</sup> 780 PLUS

## 技工馬達



ROTEX<sup>®</sup> 780 PLUS

- 特殊低轉速高扭力滾珠軸承的電動馬達。
- 全新操作面板設計更容易上手。
- 主機縮小30%加倍輕巧。
- 獨特圓腳踏板設計可從各種角度踩踏啓動機器。
- 具備正轉、反轉模式及手動或腳踏控制。
- 最高轉速可達35,000 RPM。
- 自動冷卻風扇以維持高轉速。
- 設有電流過載會自動斷電的保護裝置。
- 可用於寶石、陶瓷、壓克力及金屬的研磨及拋光。

# ROTEX<sup>®</sup> 780 PLUS

## 技工馬達



### 1. 標準馬達把手

可使用各式研磨工具  
適用於寶石、陶瓷、壓克力及金屬的研磨及拋光

### 2. 360°腳踏板

可從各種角度踩踏啟動機器，使用上更便利



### 3. 全新操作介面

LED圖像顯示讓操作介面易懂好辨識



手動控制模式



腳踏控制模式



逆時針旋轉

順時針旋轉

### 規格

輸入電壓：AC 110 / 220V 50 / 60Hz

尺寸：長136 x 寬136 x 高 75mm

轉速：0~35,000 RPM

重量：1.4 Kg

**DENTAMERICA<sup>®</sup>**

亞洲分公司

**登特美有限公司**

台北市敦化南路二段128號7樓之1

服務專線：(02)27554445 分機 38

傳 真：(02)27554919

網 址：www.dentamerica.com.tw

經銷商

**DENTAMERICA<sup>®</sup>**